

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	Nº. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
1	1	26	HOSPITAL GENERAL DE PANUCO	CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA	THESA	TONALLI	427	HGPAN/26000214	EXPULSION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MÓDULO ELECTRÓNICO DE CONTROL, REPARACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS, SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LÁMPARA DE NOCHE, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE COLCHÓN, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
2	1	26	HOSPITAL GENERAL DE PANUCO	LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	DIMEDIC	M-3050	S/S	HGPAN/26000232	EXPULSION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
3	1	26	HOSPITAL GENERAL DE PANUCO	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	MEDMACH	UNTERARM2000	Q-051111	HGPAN/26000177	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
4	1	26	HOSPITAL GENERAL DE PANUCO	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	DIMEDIC	UNTERARM2000	11104267920	HGPAN/26000236	QUIROFANO 2	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
5	1	26	HOSPITAL GENERAL DE PANUCO	UNIDAD BASICA DE ANESTESIA	DATEX- OHMEDA	AESPIRE S/5	S/S	HGPAN/26000148	EXPULSION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
6	1	26	HOSPITAL GENERAL DE PANUCO	MONITOR DE SIGNOS VITALES.	MINDRAY	MEC-2000	CV-51114375	HGPAN/26000203	QUIROFANO 2	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PNI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
7	1	26	HOSPITAL GENERAL DE PANUCO	CARDIOTOCOGRAFO	ZEGEN	ZGN-L8	L8ED20211200017	HGPAN/26000290	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO.
8	1	26	HOSPITAL GENERAL DE PANUCO	40 TOMAS DE OXIGENO	ARAMED	S/M	S/S	S/I	OFICIO	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MÓDULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXÍGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACIÓN DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE MÓDULO DE TOMAS PARTE FRONTAL, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORRING Y ENGRASADO DE TOMA CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR ÁREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACIÓN DE LÍNEAS SECCIONADAS, REVISIÓN EN CADA TOMA QUE TRABAJE CORRECTAMENTE. (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNA CIEUTICA, PANELES)
9	1	26	HOSPITAL GENERAL DE PANUCO	UNIDAD ELECTROQUIRURGICA	MEGAPOWER	MEGADYNE	150177001	HGPAN/26000136	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESARMADO, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN DE TARJETA DE TRIACS DE PODER, CALIBRACIÓN DE TARJETA DE CORTE, CALIBRACIÓN DE TARJETA DE CUT, ELIMINACIÓN DE FALSO CONTACTO EN PEINES DE TARJETAS, ARMADO DEL EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y PALETAS DE CORTE.
10	1	60	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE OZULUAMA	TOCOCARDIOGRAFO	BIONET	TONALLI 1SD	F3V0400038	HCOZUL/60000127	CENTRAL DE ENFERMERIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO.
11	1	60	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE OZULUAMA	15 TOMAS DE OXIGENO	INFRA	S/M	S/S	S/I	DIFERENTES ÁREAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MÓDULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXÍGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACIÓN DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE MÓDULO DE TOMAS PARTE FRONTAL, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORRING Y ENGRASADO DE TOMA CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR ÁREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACIÓN DE LÍNEAS SECCIONADAS, REVISIÓN EN CADA TOMA QUE TRABAJE CORRECTAMENTE. (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNA CIEUTICA, PANELES)
12	1	60	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE OZULUAMA	15 TOMAS DE AIRE	INFRA	S/M	S/S	S/I	DIFERENTES ÁREAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MÓDULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXÍGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACIÓN DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE MÓDULO DE TOMAS PARTE FRONTAL, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORRING Y ENGRASADO DE TOMA CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR ÁREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACIÓN DE LÍNEAS SECCIONADAS, REVISIÓN EN CADA TOMA QUE TRABAJE CORRECTAMENTE. (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNA CIEUTICA, PANELES)
13	1	100	UNEME PLATON SANCHEZ	COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO	ATLAS COPCO	L5112MGT	L638000VH/ L604160VC	HPS-2020	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, CAMBIO DE VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE SECADOR DE AIRE GRADO MÉDICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS DE AGUA, CAMBIO DE TAPONES Y O-RING'S PARA PEROS DE PISTÓN, LIMPIEZA DE PLATO CON VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE PRESIÓN DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE COMPRESORES, MANTENIMIENTO DE TANQUE, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REVISIÓN DEL PLC, REVISIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENSORES Y CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE EN EL SECADOR, PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO.

N° PROG.	I.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
14	1	100	UNEME PLATON SANCHEZ	SISTEMA DE ANESTECIA INTERMEDIO	DATEX OHMEDA	AESPIRE	AMXMO1315	HPSAN/1000000103	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
15	1	100	UNEME PLATON SANCHEZ	SISTEMA DE ANESTECIA	DATEX OHMEDA	AESPIRE	S/S	HPSAN/1000000098	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
16	1	100	UNEME PLATON SANCHEZ	MESA DE CIRUGIA GENERAL HIDRAULICA	DIMEDIC	MCG-H	VER-61	HPS-02037	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
17	1	100	UNEME PLATON SANCHEZ	27 TOMAS DE AIRE	ARIGMED	S/M	S/S	S/I	DIFERENTES AREAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL MODULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACION DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE O-RING'S EN BUJE DE TOMAS, LIMPIEZA ULTRASONICA, ENGRASADO DE TOMA MODULO TRIM, CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR AREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACION DE LINEAS SECCIONADAS, REVISION EN CADA TOMA TRABAJE CORRECTAMENTE. (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNA CIELITICA, PANELES)
18	1	100	UNEME PLATON SANCHEZ	27 TOMAS DE OXIGENO	ARIGMED	S/M	S/S	S/I	DIFERENTES AREAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL MODULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACION DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE O-RING'S EN BUJE DE TOMAS, LIMPIEZA ULTRASONICA, ENGRASADO DE TOMA MODULO TRIM, CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR AREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACION DE LINEAS SECCIONADAS, REVISION EN CADA TOMA TRABAJE CORRECTAMENTE. (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNA CIELITICA, PANELES)
19	1	100	UNEME PLATON SANCHEZ	8 CONSOLAS CON TOMAS DE OXIGENO Y AIRE MEDICINAL	ARIGMED	S/M	S/S	S/I	HOSPITALIZACIÓN	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, INCLUYE: RANURADO EN PARED DE CONCRETO PARA DESMONTAJE DE TOMA DAÑADA E INSTALACIÓN DE TOMA NUEVA DE USO OXIGENO Y AIRE, DESACOPLAR TUBERIA DE LA TOMA DAÑADA, HABILITADO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA BRAIZING POR USO DEL METODO DE CAMAREO, APLICACION DE PINTURA DEL COLOR REQUERIDO, ACCESORIOS DE COBRE, PRUEBA DE FUGA EN SOLDADURA, APLICACIÓN DE CONCRETO EN PARED PARA SELLAR EL ÁREA RANURADA, INSTALACIÓN DE ACABADO EN LA TOMA USO OXIGENO Y AIRE, APLICACION DE PINTURA VINILICA AL COLOR DE LA PARED, INCLUYE EL CAMBIO DE TOMA NUEVA, SEGUN EL TIPO Y MARCA REQUERIDA. LIMPIEZA DEL AREA

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
20	11	104	CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN DE LA LOCALIDAD DE ALLENDE	AUTOCLAVE ELECTRICA	EBP	ECEGU20M	M0305121-1	1040000058	CEYE	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN MÓDULO DE CONTROL, REPARACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y AISLANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIAS, REPARACIÓN DE LA PUERTA, REPARACIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES, CAMBIO DE VÁLVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO DE CARBÓN EN CASO DE SER NECESARIO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO GENERAL, REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REEMPLAZO DE MANÓMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACIÓN DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
21	1	60	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE OZULUAMA	COMPRESOR GRADO MEDICO	BEACON MEDICAL PRODUCTS	S/M	S/S	HCOZUL/600000119	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, CAMBIO DE VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE SECADOR DE AIRE GRADO MÉDICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS DE AGUIA, CAMBIO DE TAPONES Y O-RING'S PARA PERNOS DE PISTÓN, LIMPIEZA DE PLATO CON VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE PRESIÓN DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE COMPRESORES, MANTENIMIENTO DE TANQUE, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REVISIÓN DEL PLC, REVISIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENSORES Y CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE EN EL SECADOR, PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO.
22	1	60	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE OZULUAMA	CUNA DE CALOR RADIANTE	MEDICA D	BABY CARE	20217BC146	HGOZUL-6000000725	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MÓDULO ELECTRÓNICO DE CONTROL, REPARACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS, SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LÁMPARA DE NOCHE, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE COLCHÓN, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
23	1	60	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE OZULUAMA	ELECTROCARDIOGRAFO	PHILIPS	PAGE WRITER	CN92118872	HGOZUL-6000000155	CONSULTORIO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, EN CASO DE REQUERIRSE, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MÓDULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACIÓN O CAMBIO DE TARJETA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO GRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
24	1	26	HOSPITAL GENERAL DE PANUCO	UNIDAD DE ELECTROCIURGIA	MEGADYNE	MEGAPOWER	S/S	26000136	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE INCLUYE: VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D. REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA (VISUAL Y AUDITIVA), VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
25	1	26	HOSPITAL GENERAL DE PANUCO	LAMPARA QUIRURGICA	DRAGER	SOLA PREMIUM	ASDL-0369	26000231	EXPULSION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN DE POTENCIÓMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
26	1	26	HOSPITAL GENERAL DE PANUCO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-2000	CV-51114375	26000203	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
27	1	60	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE OZULUAMA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120	525NE2006	HGOZUL-6000000153	TRIAGE	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
28	1	60	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE OZULUAMA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120	525NE2006	HGOZUL-6000000125	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
29	1	100	UNEME PLATON SANCHEZ	COMPRESOR DE VACIO	IMPULSAR MEDICAL	00518EP3ERI84TCU	M07831929EM	HPS/0262	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE MOTOR EN CASO DE SER NECESARIO, CAMBIO DE VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS DE AGUJA, CAMBIO DE TAPONES Y O-RING'S, LIMPIEZA DE PLATO CON VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE PRESIÓN DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE TANQUE, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REVISIÓN DEL PLC, REVISIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENSORES Y CAMBIOS DE FILTROS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
30	1	100	UNEME PLATON SANCHEZ	SUBESTACIÓN	FPE	F-3	FPW15G04AC-D	HPS-02065	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN COMPACTA QUE INCLUYE: LIMPIEZA EN LOS AISLADORES Y SOPORTES DE M.T., LIMPIEZA EN LOS DESCONECTADORES Y BUS PRINCIPAL, ELIMINACIÓN DE ÓXIDO Y HUMEDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE AGARRE (PORTAFUSIBLE). VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PERNOS DE LIGA DEL BUS PRINCIPAL DE M.T. Y CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LAS CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA, VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE APARTARRAYOS AUTOVALVULARES, LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA DE INTERRUPTORES Y CUCHILLAS SECCIONADORAS, LIMPIEZA DE CÁMARAS DE ARQUEO Y VERIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO, REPORTE Y PRESUPUESTO DE CORRECCIONES NECESARIAS; REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE TIERRA INHERENTES AL GABINETE Y A LAS TERMINALES DE LLEGADA (NO DEBERÁ SOBREPASAR LOS 10 OHMS), EN SU CASO, ELABORACIÓN DE REPORTE PARA MEJORAR EL VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA, VERIFICACIÓN DE AMARRES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA.
31	1	100	UNEME PLATON SANCHEZ	TABLERO DE TRANSFERENCIA	OTTOMOTORES	S/M	S/S	HLPSAN/100000034	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A TABLERO DE TRANSFERENCIA, REVISIÓN INTERRUPTORES MASTER PACK Y 2 JUEGOS DE ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL TABLERO DE TRANSFERENCIA, AJUSTE DE TORNILLERÍA, MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE CARGA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EL PRESUPUESTO INCLUYE VIATICOS DE PERSONAL, REACCIONAMIENTO Y MANO DE OBRA.
32	1	60	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE OZULUAMA	TOCOCARDIOGRAFO	BIONET	FC700	FND0300014	HGOZUL-6000000114	TRIAGE	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
33	1	26	HOSPITAL GENERAL DE PANUCO	40 TOMAS DE AIRE MEDICINAL	ARAMED	S/M	S/S	S/I	OFICIO	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACION DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE MODULO DE TOMAS PARTE FRONTAL, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORRING Y ENGRASADO DE TOMA CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR AREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACION DE LINEAS SECCIONADAS, REVISION EN CADA TOMA QUE TRABAJE CORRECTAMENTE. (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNA CIELTICA, PANELES)
34	1	26	HOSPITAL GENERAL DE PANUCO	TRANSFORMADOR SUBESTACIÓN	PROLEC	300 KVA	IF17-08	HGPAN/-90-145	SUBESTACION	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELECTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TTR, (RELACION DE TRANSFORMACION), VERIFICACION DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARLAS, REVISION DE AISLADORES. REVISION DE ACOMETIDA ELECTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSION, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
35	1	60	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE OZULUAMA	TRANSFORMADOR 225 KVA	AMBAR	225 KVA	11160	S/I	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELECTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TTR, (RELACION DE TRANSFORMACION), VERIFICACION DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARLAS, REVISION DE AISLADORES. REVISION DE ACOMETIDA ELECTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSION, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
36	1	26	HOSPITAL GENERAL DE PANUCO	VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL ADULTO	COVIDIEN	PURITAN BENETT 840	1417093032	26000223	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACION DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACION Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICION CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
37	2	35	HOSPITAL GENERAL DE TUXPAN	COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO	QUINCY	QRDIS D2400018	20040828-0197	4089	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, VERIFICACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, CAMBIO DE VALVULA DE CIERRE RAPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE SECADOR DE AIRE GRADO MEDICO, CALIBRACION DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS DE AGUIA, CAMBIO DE TAPONES Y O-RINGS PARA PERNOS DE PISTON, LIMPIEZA DE PLATO CON VALVULAS DE SUCCION Y DESCARGA DE PRESION DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE COMPRESORES, MANTENIMIENTO DE TANQUE, MANTENIMIENTO ELECTRICO, REVISION DEL PLC, REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACION GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENSORES Y CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE EN EL SECADOR, PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO.
38	2	35	HOSPITAL GENERAL DE TUXPAN	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA INTEGRADA AVANZADA	TEHSA	TONALLI 1SD	7861601	HGTUX/350000128	SALA DE EXPULSION 1	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MODULO ELECTRONICO DE CONTROL, REPARACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLOGICOS, SUMINISTRO DE LAMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LAMPARA DE NOCHE, CALIBRACION Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACION Y CALIBRACION ELECTRONICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE COLCHON, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
39	2	35	HOSPITAL GENERAL DE TUXPAN	SISTEMA HIDRONEUMATICO	CENTURY	MGB	S/S	4090	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE, MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION CONTRA GOLPE DE ARIETE 2", INCLUYE: MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGAS INCLUYENDO (CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACION DE BARNIZ AISLANTE, PRUEBAS DE MEGGUER), REVISION DE 40 AMPS, REVISION DE MANOMETRO PRINCIPAL DE 2" HUMEDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PIE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SIFON PARA CONTRA GOLPE, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
40	2	35	HOSPITAL GENERAL DE TUXPAN	INCUBADORA COLOR ARENA DE TRANSPORTE	FABEM LTDA	1T158-TS	CF-7136	HGTUX/350000153	ALMACEN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
41	2	35	HOSPITAL GENERAL DE TUXPAN	INCUBADORA PARA INFANTE	BHELIUS	ERITREA	ER15-118	HGTUX/350000364	ALMACEN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
42	2	35	HOSPITAL GENERAL DE TUXPAN	MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AVANCE CS2/CARES	APKT00220	HGTUX/350000134	SALA QUIRURGICA 3	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXÍGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
43	2	35	HOSPITAL GENERAL DE TUXPAN	MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AVANCE CS2/CARES	APKT00240	HGTUX/350000133	SALA QUIRURGICA 3	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXÍGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
44	2	35	HOSPITAL GENERAL DE TUXPAN	PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA 200 KW	CUMMINS MODULAR	LTA-1061	50412	HGTUX/350000045	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE IA INCLUYE: DESMONTAR, REPARAR E INSTALAR CORONA DE EXITACION. CAMBIO DE 6 DIODOS DE EXITATRIZ. CAMBIO DE BALERO DE ROTOR DEL GENERADOR. CAMBIO DE REGULADOR DE EXITACION Y CONTROL DE FRECUENCIA Y VOLTAJE. DESMONTAR Y MANTENIMIENTO A BOBINAS DE EXITACION. PRUEBAS A LA ARMADURA DE RESISTENCIA HOMICA. REPARACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA, PROGRAMANDO EL CONTROLADOR, REEMPLAZANDO SENSORES DE ACEITE Y TEMPERATURA. CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, ANTICONGELANTE, BANDAS, BATERIAS, TERMINALES PARA BATERIAS Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO AL GENERADOR. PINTAR EL AREA DEL GENERADOR. SE HACEN PRUEBAS MANUAL Y CON CARGA., CAMBIO DE RADIADOR Y CAMBIO DE TANQUE DE DIESEL.
45	2	35	HOSPITAL GENERAL DE TUXPAN	MONITOR FETAL	CONTEC	CMS800G	20090500018	HGTUX/350000354	ALMACEN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO.,

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
46	2	35	HOSPITAL GENERAL DE TUXPAN	40 TOMAS DE AIRE MEDICINAL	ARAMEND	S/M	S/S	S/I	DIFERENTES AREAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, INCLUYE: RANURADO EN PARED DE CONCRETO PARA DESMONTAJE DE TOMA DAÑADA E INSTALACIÓN DE TOMA NUEVA DE USO OXIGENO Y AIRE, DESACOPLAR TUBERÍA DE LA TOMA DAÑADA, HABILITADO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA BRAZING POR USO DEL METODO DE CAMAREO, APLICACION DE PINTURA DEL COLOR REQUERIDO, ACCESORIOS DE COBRE, PRUEBA DE FUGA EN SOLDADURA, APLICACIÓN DE CONCRETO EN PARED PARA SELLAR EL ÁREA RANURADA, INSTALACIÓN DE ACABADO EN LA TOMA USO OXIGENO Y AIRE, APLICACION DE PINTURA VINILICA AL COLOR DE LA PARED, INCLUYE EL CAMBIO DE TOMA NUEVA, SEGUN EL TIPO Y MARCA REQUERIDA. LIMPIEZA DEL AREA
47	2	35	HOSPITAL GENERAL DE TUXPAN	40 TOMAS DE OXIGENO	ARAMED	S/M	S/S	S/I	DIFERENTES AREAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, INCLUYE: RANURADO EN PARED DE CONCRETO PARA DESMONTAJE DE TOMA DAÑADA E INSTALACIÓN DE TOMA NUEVA DE USO OXIGENO Y AIRE, DESACOPLAR TUBERÍA DE LA TOMA DAÑADA, HABILITADO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA BRAZING POR USO DEL METODO DE CAMAREO, APLICACION DE PINTURA DEL COLOR REQUERIDO, ACCESORIOS DE COBRE, PRUEBA DE FUGA EN SOLDADURA, APLICACIÓN DE CONCRETO EN PARED PARA SELLAR EL ÁREA RANURADA, INSTALACIÓN DE ACABADO EN LA TOMA USO OXIGENO Y AIRE, APLICACION DE PINTURA VINILICA AL COLOR DE LA PARED, INCLUYE EL CAMBIO DE TOMA NUEVA, SEGUN EL TIPO Y MARCA REQUERIDA. LIMPIEZA DEL AREA
48	2	35	HOSPITAL GENERAL DE TUXPAN	UNIDAD DE ELECTROCIURUGIA GENERAL	MEGADYNE	MEGA POWER	150466001	HGTUX/350000144	SALA QUIRURGICA 1	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESARMADO, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISION DE TARIETA DE TRIACS DE PODER, CALIBRACION DE TARIETA DE CORTE, CALIBRACION DE TARIETA DE CUT, ELIMINACION DE FALSOS CONTACTOS EN PEINES DE TARIETAS, ARMADO DEL EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y PALETAS DE CORTE.
49	2	72	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS	LAMPARA QUIRURGICA PARA EMERGENCIA	DIMEDIC	MLQE	S/S	HGANA/72/0000070	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARIETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
50	2	72	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC 2000	CV-51114291	HGANA/72/0000074	PEDIATRIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI. PL, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
51	2	72	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NARANJOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC 2000	CV-51114369	HGANA/72/0000075	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI. PL, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
52	2	83	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL	COMPRESOR GRADO MEDICO DE 2 MOTORES DE 7.5 H.P.	QUINCY	QRD7DT12OLD24	20040831-D132	HCCA-MT-0319	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, CAMBIO DE VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE SECADOR DE AIRE GRADO MÉDICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS DE AGUIA, CAMBIO DE TAPONES Y O-RING'S PARA PERNOS DE PISTÓN, LIMPIEZA DE PLATO CON VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE PRESION DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE COMPRESORES, MANTENIMIENTO DE TANQUE, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REVISIÓN DEL PLC, REVISIÓN DE TARIETAS ELECTRÓNICAS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENSORES Y CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE EN EL SECADOR, PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
53	2	83	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL	REFRIGERADOR DE CADAVERES.	EPROHLAB	S/N	S/S	83000110	OBITUARIO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, VERIFICAR QUE LOS ESTANTES INTERIORES DEL REFRIGERADOR SE ENCUENTRAN LIMPIOS., REVISAR LAS BISAGRAS Y EL CIERRE HERMÉTICO. REVISAR LA LÁMPARA, VERIFICAR LA POSICIÓN DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO EL CONDENSADOR Y LIMPIEZA DEL MISMO, REVISIÓN DE CONDICIONES ELÉCTRICAS, VERIFICACIÓN DEL TRANSFORMADOR, CONTACTO, RELEVADOR Y FUSIBLES PRINCIPALES DE LA CORRIENTE ALTERNA, SI ES NECESARIO SUSTITUYA LOS FUSIBLES VERIFICANDO PRIMERO LA CAUSA QUE PROVOCA LA FALLA, REALIZAR VERIFICACIÓN DE ALARMAS PARA LOS LÍMITES MÍNIMO Y MÁXIMO, TANTO VISUAL COMO SONORA, REALIZAR REVISIÓN E INSPECCIÓN DE CONEXIONES. LIMPIEZA DE MÓDULOS DE LAS ALARMAS, LA LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS, CAMBIO A CONTROLADOR DIGITAL O MECÁNICO, REALIZAR REVISIÓN E INSPECCIÓN DE TECLAS. REALIZAR REVISIÓN E INSPECCIÓN DE DISPLAY. REALIZAR REAPRIETE DE CONEXIONES, MANTENIMIENTO A GRAFICADOR, REALIZAR REVISIÓN E INSPECCIÓN DE PLUMILLAS (SUMINISTRO DE SER NECESARIO), LOCALIZACIÓN DE FUGAS DE GAS REFRIGERANTE, ELIMINACIÓN DE LAS MISMAS. VERIFICACIÓN DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE, REEMPLAZO DEL EMPAQUE DE LA PUERTA, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE COMPRESOR, CAPACITOR, RECARGA DE GAS, PRUEBA DE VACÍO, LIMPIEZA EN GENERAL. ELECTROMECAÁNICO
54	2	83	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL	CALENTADOR DE AGUA DE CAP. 132 LITROS , INCLUYE BOMBA RECIRCULAORA 1/15 H.P.	CINSA	C-403	S2305CINAN902042	HCCA0252	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LAVADO QUÍMICO PARA DESINCRUSTACIÓN, CAMBIO DE VÁLVULAS Y EMPAQUES, CAMBIO DE SERPENTÍN INTERNO DE VAPOR EN CASO DE SER NECESARIO, ADAPTACIÓN DE LA BRIDA DE SERPENTÍN, CAMBIO DE TUBERÍA DE VAPOR Y ACCESORIOS EN CASO DE SER NECESARIO, FORRADO DE TANQUE TIPO COLCHONETA PESPUNTEADA Y CUBIERTA CON CEMENTO REFRACTARIO EN CASO DE REQUERIRLO, REPARACIÓN Y SELLADO DE SOPORTES DEL TANQUE, SUMINISTRO DE TERMÓMETRO DE TEMPERATURA TIPO CARÁTULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE TEMPERA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
55	2	106	HOSPITAL GENERAL DE ALAMO	COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO	POWEREX	MPD050835	(H) 2/25/2012-5180210-819	EE-HA-141865	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, CAMBIO DE VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE SECADOR DE AIRE GRADO MÉDICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS DE AGUIJA, CAMBIO DE TAPONES Y O-RING'S PARA PERNOS DE PISTÓN, LIMPIEZA DE PLATO CON VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE PRESION DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE COMPRESORES, MANTENIMIENTO DE TANQUE, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REVISIÓN DEL PLC, REVISIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENSOES Y CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE EN EL SECADOR, PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO.
56	2	106	HOSPITAL GENERAL DE ALAMO	HIDRONEUMATICO	BOMBAS MEJORADA S.A. DE C.V.	ASM2BI-5	13669	EE-HA-141881	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE , MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION CONTRA GOLPE DE ARIETE 2", INCLUYE: MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGAS INCLUYENDO (CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACION DE BARNIZ AISLANTE, PRUEBAS DE MEGGUER), REVISION DE 40 AMPS, REVISION DE MANOMETRO PRINCIPAL DE 2" HUMEDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PIE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SIFON PARA CONTRA GOLPE, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
57	2	106	HOSPITAL GENERAL DE ALAMO	PLANTA DE EMERGENCIA 750 KVA	SELMEC	STANFORD	MIIL506883	EE-HA-141857	SUBESTACIÓN ELECTRICA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN REPARACION DEL GENERADOR ELECTICO DE IA INCLUYE: DESMONTAR, REPARAR E INSTALAR CORONA DE EXITACION. CAMBIO DE 6 DIODOS DE EXITATRIZ. CAMBIO DE BALERO DE ROTOR DEL GENERADOR. CAMBIO DE REGULADOR DE EXITACION Y CONTROL DE FRECUENCIA Y VOLTAGE. DESMONTAR Y MANTENIMIENTO A BOBINAS DE EXITACION. PRUEBAS A LA ARMADURA DE RESISTENCIA HOMICA. REPARACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA, PROGRAMANDO EL CONTROLADOR, REEMPLAZANDO SENSOES DE ACEITE Y TEMPERATURA. CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, ANTICONGELANTE, BANDAS, BATERIAS, TERMINALES PARA BATERIAS Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO AL GENERADOR. PINTAR EL AREA DEL GENERADOR. SE HACEN PRUEBAS MANUAL Y CON CARGA.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE ° SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
58	2	106	HOSPITAL GENERAL DE ALAMO	ELECTROCARDIOGRAFO	BURDICK	ATRIA 6100	A6100-006620	HGALA-1060000505	CONSULTORIO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, EN CASO DE REQUERIRSE, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MODULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACIÓN O CAMBIO DE TARJETA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTTO GRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
59	2	106	HOSPITAL GENERAL DE ALAMO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ZEOLITAS E INSUMOS NACIONALES	S/M	S/S	EE-HA-141883	ÁREA CONFINADA PARA TRATAMIENTO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES EN TANQUE DE LODO, AERADOR, BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO, TABLERO DE POTENCIA Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS PARA LAS BOMBAS DE LODO, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLERO CON CONTROL ELECTRÓNICO DE EVENTOS. REVISIÓN DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN GENERAL A EQUIPOS. REVISIÓN DE VÁLVULAS EN MANIFOLD DE BOMBAS DE LODO. LIMPIEZA DE TANQUES, PINTURA A CASETA DE CONTROL Y TAPAS DE TANQUES. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO INTERNO, COLOCACIÓN DE HERRAJES A PUERTAS, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
60	2	35	HOSPITAL GENERAL DE TUXPAN	SUBESTACIÓN ELECTRICA 500 KVA	SIEMMENS	EIMSA	E10039A.2	HGT0035-109	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN COMPACTA QUE INCLUYE: LIMPIEZA EN LOS AISLADORES Y SOPORTES DE M.T., LIMPIEZA EN LOS DESCONECTADORES Y BUS PRINCIPAL, ELIMINACIÓN DE ÓXIDO Y HUMEDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE AGARRE (PORTAFUSIBLE). VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PERNOS DE LIGA DEL BUS PRINCIPAL DE M.T. Y CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LAS CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA. VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE APARTARRAYOS AUTOVALVULARES, LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA DE INTERRUPTORES Y CUCHILLAS SECCIONADORAS, LIMPIEZA DE CÁMARAS DE ARQUEO Y VERIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO, REPORTE Y PRESUPUESTO DE CORRECCIONES NECESARIAS; REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE TIERRA INHERENTES AL GABINETE Y A LAS TERMINALES DE LLEGADA (NO DEBERÁ SOBREPASAR LOS 10 OHMS), EN SU CASO, ELABORACIÓN DE REPORTE PARA MEJORAR EL VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA, VERIFICACIÓN DE AMARRES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA.
61	2	106	HOSPITAL GENERAL DE ALAMO	SUBESTACIÓN RECEPTORA	SCHNEIDER ELECTRIC	INTERIOR	R2C03408	EE-HA-141859	CASETA RECEPTORA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN COMPACTA QUE INCLUYE: LIMPIEZA EN LOS AISLADORES Y SOPORTES DE M.T., LIMPIEZA EN LOS DESCONECTADORES Y BUS PRINCIPAL, ELIMINACIÓN DE ÓXIDO Y HUMEDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE AGARRE (PORTAFUSIBLE). VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PERNOS DE LIGA DEL BUS PRINCIPAL DE M.T. Y CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LAS CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA. VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE APARTARRAYOS AUTOVALVULARES, LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA DE INTERRUPTORES Y CUCHILLAS SECCIONADORAS, LIMPIEZA DE CÁMARAS DE ARQUEO Y VERIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO, REPORTE Y PRESUPUESTO DE CORRECCIONES NECESARIAS; REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE TIERRA INHERENTES AL GABINETE Y A LAS TERMINALES DE LLEGADA (NO DEBERÁ SOBREPASAR LOS 10 OHMS), EN SU CASO, ELABORACIÓN DE REPORTE PARA MEJORAR EL VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA, VERIFICACIÓN DE AMARRES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA.
62	2	106	HOSPITAL GENERAL DE ALAMO	SUBESTACIÓN COMPACTA	SCHNEIDER ELECTRIC	INTERIOR	R2C03407	SIN INVENTARIO	SUBESTACION	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN COMPACTA QUE INCLUYE: LIMPIEZA EN LOS AISLADORES Y SOPORTES DE M.T., LIMPIEZA EN LOS DESCONECTADORES Y BUS PRINCIPAL, ELIMINACIÓN DE ÓXIDO Y HUMEDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE AGARRE (PORTAFUSIBLE). VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PERNOS DE LIGA DEL BUS PRINCIPAL DE M.T. Y CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LAS CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA. VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE APARTARRAYOS AUTOVALVULARES, LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA DE INTERRUPTORES Y CUCHILLAS SECCIONADORAS, LIMPIEZA DE CÁMARAS DE ARQUEO Y VERIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO, REPORTE Y PRESUPUESTO DE CORRECCIONES NECESARIAS; REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE TIERRA INHERENTES AL GABINETE Y A LAS TERMINALES DE LLEGADA (NO DEBERÁ SOBREPASAR LOS 10 OHMS), EN SU CASO, ELABORACIÓN DE REPORTE PARA MEJORAR EL VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA, VERIFICACIÓN DE AMARRES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA.
63	2	83	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL	TRASFORMADOR DE POTENCIA DE 300KWA.T.13,200 VB.T. 220V	TEIXA	S/M	TPE424	HCCA-MT-0315	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELECTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TTR, (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN),VERIFICACIÓN DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARLAS, REVISIÓN DE AISLADORES. REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSIÓN, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
64	2	106	HOSPITAL GENERAL DE ALAMO	TRANSFORMADOR 1000 KVA	ZETRAK	1000 KVA	16 119	EE-HA-141860	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELECTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TTR, (RELACION DE TRANSFORMACIÓN), VERIFICACIÓN DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARIAS, REVISIÓN DE AISLADORES. REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSIÓN, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
65	2	106	HOSPITAL GENERAL DE ALAMO	VENTILADOR VOLUMETRICO	CAREFUSION	VELA	AAT01341	HGALA-1060000660	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
66	3	20	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE HUAYACOCOTLA	LAMPARA DE FOTOTERAPIA NEONATAL	TEHSA	VITALUX	411088	HCH/20/0000105	PEDIATRIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRONICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
67	3	20	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE HUAYACOCOTLA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S1SNE1777	HCH/20/0000115	SALA DE CHOQUE	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PARI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
68	3	20	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE HUAYACOCOTLA	PLANTA DE EMERGENCIA	IGSA	GS175	22132838	HCH/20/0000023	SUBESTACION 2	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE IA INCLUYE: DESMONTAR, REPARAR E INSTALAR CORONA DE EXITACION. CAMBIO DE 6 DIODOS DE EXITATRIZ. CAMBIO DE BALERO DE ROTOR DEL GENERADOR. CAMBIO DE REGULADOR DE EXITACION Y CONTROL DE FRECUENCIA Y VOLTAJE. DESMONTAR Y MANTENIMIENTO A BOBINAS DE EXITACION. PRUEBAS A LA ARMADURA DE RESISTENCIA HOMICA. REPARACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA, PROGRAMANDO EL CONTROLADOR, REEMPLAZANDO SENSORES DE ACEITE Y TEMPERATURA. CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, ANTICONGELANTE, BANDAS, BATERIAS, TERMINALES PARA BATERIAS Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO AL GENERADOR. PINTAR EL AREA DEL GENERADOR. SE HACEN PRUEBAS MANUAL Y CON CARGA.
69	3	20	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE HUAYACOCOTLA	CARDIOTOCOGRFO EQUIPO PARA OBSERVAR LA ACTIVIDAD CARDIACA FETAL	ZEGEN	ZGN-2000	FM20090H172	HCH/20/0000186	ELECTROCARDIOG RAFO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO.
70	3	20	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE HUAYACOCOTLA	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO 46X64X150	DALE ELEC RIC	DALE 6200	S/S	HCH/20/0000022	SUBESTACION 2	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A TABLERO DE TRANSFERENCIA, REVISION INTERRUPTORES MASTER PACK Y 2 JUEGOS DE ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL TABLERO DE TRANSFERENCIA, AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE CARGA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EL PRESUPUESTO INCLUYE VIATICOS DE PERSONAL, REFACCIONAMIENTO Y MANO DE OBRA.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
71	3	27	HOSPITAL GENERAL DE PAPANTLA	ELECTROCARDIOGRAFO AVANZADO	PHILIPS	PAGE WRITER TC-30	US21510304	HGPAP/270000129	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, EN CASO DE REQUERIRSE, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MÓDULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACIÓN O CAMBIO DE TARJETA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTO GRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
72	3	27	HOSPITAL GENERAL DE PAPANTLA	HIDRONEUMÁTICO CON 2 BOMBAS Y 2 TANQUES	CHAMPION	1991/2-71/22	A9445	HGPAP/270000028	CUARTO DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE, MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION CONTRA GOLPE DE ARIETE 2", INCLUYE: MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGAS INCLUYENDO (CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACION DE BARNIZ AISLANTE, PRUEBAS DE MEGGUER), REVISION DE 40 AMP, REVISION DE MANOMETRO PRINCIPAL DE 2" HUMEDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PIE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SIFON PARA CONTRA GOLPE, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
73	3	27	HOSPITAL GENERAL DE PAPANTLA	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	DIMEDIC	MLQD 3002	S/S	HGPAP/270000139	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
74	3	27	HOSPITAL GENERAL DE PAPANTLA	UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	PLARRE	PLARRE 13000	1301610990002	HGPAP/270000182	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISION DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISION DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
75	3	27	HOSPITAL GENERAL DE PAPANTLA	PLANTA DE EMERGENCIA 250 KW	CUMMINS	LTA 10GI	34920597	HGPAP/270000035	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE 1A INCLUYE: DESMONTAR, REPARAR E INSTALAR CORONA DE EXITACION. CAMBIO DE 6 DIODOS DE EXITATRIZ. CAMBIO DE BALERO DE ROTOR DEL GENERADOR. CAMBIO DE REGULADOR DE EXITACION Y CONTROL DE FRECUENCIA Y VOLTAJE. DESMONTAR Y MANTENIMIENTO A BOBINAS DE EXITACION. PRUEBAS A LA ARMADURA DE RESISTENCIA HOMICA. REPARACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA, PROGRAMANDO EL CONTROLADOR, REEMPLAZANDO SENSORES DE ACEITE Y TEMPERATURA. CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, ANTICONGELANTE, BANDAS, BATERIAS, TERMINALES PARA BATERIAS Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO AL GENERADOR. PINTAR EL AREA DEL GENERADOR. SE HACEN PRUEBAS MANUAL Y CON CARGA.
76	3	27	HOSPITAL GENERAL DE PAPANTLA	SUAVIZADOR DE POLIETILENO CON COMPLEMENTO	INSTAPURA	S/M	928992	HGPAP/270000027	CUARTO DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE, MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGAS INCLUYENDO (CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACION DE BARNIZ AISLANTE, PRUEBAS DE MEGGUER), REVISION DE 40 AMP, REVISION DE MANOMETRO PRINCIPAL DE 2" HUMEDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PIE 2", SUMINISTRO DE COSUMIBLES.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
77	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	BIOBASE	BIOSAFETY	BBS13V1803026D	29000728	ONCOLOGIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, AJUSTE Y PRECISIÓN DE FLUJO DE AIRE, MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE LÁMPARA U.V. Y BLANCA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE EQUIPO EN GENERAL, REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CONTEO DE PARTÍCULAS. BASE A NIVEL DE FILTRO Y MEDICIÓN DE VELOCIDAD DE AIRE Y LÍNEA, MEDICIÓN DE PARÁMETROS CON INSTRUMENTOS, PRUEBAS DE PATRÓN DE FLUJO, MANTENIMIENTO DE PANELES DE CONTROL Y SISTEMA TOUCH Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
78	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	DEFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5631	10687	HSP-8275	URG. PED	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN CASO DE SER NECESARIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, CAMBIO DE BATERIA SI ES NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
79	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	DEFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5631	01460	29000909	SHOCK 1	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN CASO DE SER NECESARIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, CAMBIO DE BATERIA SI ES NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
80	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	DEFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5631	01657	HSP-6104	SHOCK PED	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN CASO DE SER NECESARIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, CAMBIO DE BATERIA SI ES NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
81	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AESPIRE	AMXR00192	29000499	SALA 4	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
82	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR	PHILIPS	CM100	CN62640470	HSP-8013	URG. A	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
83	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR	PHILIPS	CM100	CN62640465	HSP-8014	URG. A	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
84	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR	PHILIPS	CM100	CN62640476	HSP-8015	URG. A	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
85	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR	PHILIPS	CM100	CN62640450	HSP-8016	URG. A	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
86	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR	PHILIPS	CM100	CN62640447	HSP-8017	URG. A	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
87	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR	PHILIPS	CM100	CN62644044	HSP-8018	URG. A	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
88	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR	PHILIPS	CM100	CN62640469	HSP-8019	URG. A	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
89	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR	PHILIPS	CM100	CN62640464	HSP-8020	URG. A	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
90	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR	PHILIPS	CM100	CN62640502	HSP-8021	URG. A	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
91	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR	PHILIPS	CM100	CN62640492	HSP-8022	URG. A	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
92	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR	PLARRE	SV17	SV17182288001	29000877	SHOCK C.I.	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
93	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR	PLARRE	SV17	SV17182288003	29000879	SHOCK 1	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
94	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR	PLARRE	SV17	SV17182288002	HSP-6466	SHOCK PED	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
95	3	84	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ENTABLADERO	INCUBADORA NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS	SAPS	ISOTHERM	IS10-241	HCENT/840000161	TOCOCIRUGIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
96	3	84	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ENTABLADERO	MONITOR FETAL CON PANTALLA DE CRISTAL	CONTEC	CMS800G	S/N	HSE030662580	HOSPITALIZACION ADULTOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO.
97	3	84	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ENTABLADERO	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	MARTIN	ME 411	S/S	HCENT/840000128	SALA QUIRURGICA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESARMADO, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISION DE TARJETA DE TRIACS DE PODER, CALIBRACION DE TARJETA DE CORTE, CALIBRACION DE TARJETA DE CUT, ELIMINACION DE FALSOS CONTACTOS EN PEINES DE TARJETAS, ARMADO DEL EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y PALETAS DE CORTE.
98	3	85	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE LLANO DE EN MEDIO	MAQUINA DE ANESTESIA QUIROFANO	PLARRE	9500	9501277850005	HLLDE/085/0000105	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISION DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
99	3	85	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE LLANO DE EN MEDIO	PLANTA DE EMERGENCIA 200 KW CASA DE MAQUINAS	CUMMINS	6CTAA8.3G1	43375315	0135A	CASA DE MAQUINA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE IA INCLUYE: DESMONTAR, REPARAR E INSTALAR CORONA DE EXITACION. CAMBIO DE 6 DIODOS DE EXITATRIZ. CAMBIO DE BALERO DE ROTOR DEL GENERADOR. CAMBIO DE REGULADOR DE EXITACION Y CONTROL DE FRECUENCIA Y VOLTAGE. DESMONTAR Y MANTENIMIENTO A BOBINAS DE EXITACION. PRUEBAS A LA ARMADURA DE RESISTENCIA HOMICA. REPARACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA. PROGRAMANDO EL CONTROLADOR, REEMPLAZANDO SENSORES DE ACEITE Y TEMPERATURA. CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, ANTICONGELANTE, BANDAS, BATERIAS, TERMINALES PARA BATERIAS Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO AL GENERADOR. PINTAR EL AREA DEL GENERADOR. SE HACEN PRUEBAS MANUAL Y CON CARGA.
100	3	20	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE HUAYACOCOTLA	CALDERA VERTICAL	LEFLAM	035A3	10G500067	2130	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESCONECTAR Y RETIRAR ACCESORIOS DE TAPAS PRINCIPALES DEL EQUIPO. APERTURA DE LAS TAPAS FRONTALES Y POSTERIORES O AQUELLAS QUE LLEVE EL EQUIPO. DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO A YUGOS Y TORTUGAS DE LOS REGISTROS DE MANO Y HOMBRE PARA LIMPIAR Y PULIR SUS ASIENTOS PARA REEMPLAZAR EMPAQUES. DESHOLLINADO DEL EQUIPO POR EL LADO DEL FUEGO CON ESCOBILLON METALICO PARA RECUPERAR LA EFICIENCIA DE LA TRANSFERENCIA TERMICA DE SU FLUXERIA. APLICACION DE PINTURA DE ALTA TEMPERATURA ALUMINIO A ESPEJO FRONTAL Y ESPEJOS POSTERIORES. LAVAR INTERNAMENTE EL EQUIPO POR EL LADO DEL AGUA, LAVAR INTERMANTE LAS COLUMNAS DE CONTROL DE NIVEL DEL AGUA PARA REMOVER LODOS Y CAMBIOS DE EMPAQUES DE CAJA FLOTADOR. REVISION DE EQUIPO POR EL LADO DEL AGUA PARA VERIFICAR QUE ESTE LIBRE DE INCRUSTACION. INSPECCIONAR VISUALMENTE LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL EQUIPO PARA CORROBORAR QUE NO EXISTAN MANIFESTACIONES DE PROBLEMA DE FATIGA. LIMPIEZA DE FLANCOS DE EMPALME DE PESTAÑAS Y ASIENTO DE LAS TAPAS. RETIRAR EXCESO DE POLVO Y MUGRE EN FOTOCELDA, MOTOR MODULANTE, TABLERO DE CONTROL, TABLERO DE FUERZA, INSTRUMENTACION Y AL ENVOLVENTE DE LA CALDERA. INSPECCION TOTAL DEL QUEMADOR, REVISAR LIMPIAR Y AJUSTAR TODOS SUS COMPONENTES. DESMONTAJE, LIMPIEZA, REVISIÓN, REINSTALACION Y AJUSTE DE ELECTRODO DE EMISION. REVISAR LA HERMETICIDAD DE LOS REGISTROS DE MANO Y HOMBRE. INSTALAR EMPAQUES NUEVOS Y SELLAR CON AISLANTE Y CERRAR TAPAS DE CALDERA. REVISAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE COMPONENTES DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE. REVISIÓN DE CONTROLES ELÉCTRICOS PARA CONSTATAR QUE OPERAN CORRECTAMENTE. CARBURACIÓN CON EQUIPO ANALIZADOR DE GASES.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
101	3	20	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE HUAYACOCOTLA	COMPRESORA DE AIRE	ITSA	I-7178-H	B-70665-L95	961	PATIO TRASERO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, CAMBIO DE VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE SECADOR DE AIRE GRADO MÉDICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS DE AGUJA, CAMBIO DE TAPONES Y O-RINGS PARA PERNOS DE PISTÓN, LIMPIEZA DE PLATO CON VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE PRESION DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE COMPRESORES, MANTENIMIENTO DE TANQUE, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REVISIÓN DEL PLC, REVISIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENSORES Y CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE EN EL SECADOR, PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO.
102	3	84	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ENTABLADERO	ELECTROCAUTERIO	MEGADYNE	M1000	150473001	HSE030667162	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE INCLUYE: VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D., REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA (VISUAL Y AUDITIVA), VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
103	3	84	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ENTABLADERO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	DILMAR ECOLOGIA	ECO-400	S/N	HSE030661908	AREA EXTERIOR	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES EN TANQUE DE LODO, AERADOR, BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO, TABLERO DE POTENCIA Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS PARA LAS BOMBAS DE LODO, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLERO CON CONTROL ELECTRÓNICO DE EVENTOS. REVISIÓN DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN GENERAL A EQUIPOS. REVISIÓN DE VÁLVULAS EN MANIFOLD DE BOMBAS DE LODO. LIMPIEZA DE TANQUES, PINTURA A CASETA DE CONTROL Y TAPAS DE TANQUES. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO INTERNO, COLOCACIÓN DE HERRAJES A PUERTAS, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
104	3	20	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE HUAYACOCOTLA	TRANSFORMADOR ALTA TENSION 112.5 KVA.	PROLEC	S/M	S/S	HCH/20/0000018	SUBESTACION	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELECTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TTR, (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN), VERIFICACIÓN DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARLAS, REVISIÓN DE AISLADORES. REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSIÓN, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
105	3	84	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ENTABLADERO	TRANSFORMACION DE CORRIENTE 500 KVA (SUBESTACION)	PROLEC	KJ341	S/N	HSE030661964	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELECTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TTR, (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN), VERIFICACIÓN DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARLAS, REVISIÓN DE AISLADORES. REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSIÓN, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
106	3	84	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ENTABLADERO	TRANSFORMADOR 500 KVA	PROLEC	500 KVA	S/S	HSE030661961	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELECTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TTR, (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN), VERIFICACIÓN DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARLAS, REVISIÓN DE AISLADORES. REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSIÓN, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
107	4	18	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIERREZ ZAMORA	MONITOR FETAL	BIONET	FC 700	FN0300012	HCGZ/18/0000065	TRABAJO DE PARTO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
108	4	21	HOSPITAL GENERAL DE MARTINEZ DE LA TORRE	COMPRESOR	ALANSA	S/M	1048	HGMTNI-00074-SSV	GASES MEDICINALES	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, CAMBIO DE VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE SECADOR DE AIRE GRADO MÉDICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS DE AGUJA, CAMBIO DE TAPONES Y O-RINGS PARA PERNOS DE PISTÓN, LIMPIEZA DE PLATO CON VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE PRESIÓN DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE COMPRESORES, MANTENIMIENTO DE TANQUE, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REVISIÓN DEL PLC, REVISIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENSORES Y CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE EN EL SECADOR, PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO.
109	4	21	HOSPITAL GENERAL DE MARTINEZ DE LA TORRE	INCUBADORA DE TRASLADO	DRAGER	GT500-1	D5PE-0001	HGMTZTO/210000442	GUARDA RODABLES	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
110	4	21	HOSPITAL GENERAL DE MARTINEZ DE LA TORRE	INCUBADORA NEONATAL DE TRASLADO	FANEM	IT 158 TS	CF-7151	HGMTZTO/210000294	GUARDA RODABLES	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
111	4	21	HOSPITAL GENERAL DE MARTINEZ DE LA TORRE	LAMPARA CIRUGIA DOBLE	DIMEDIC	MLQD-3002	S/S	HGMTZTO/210000237	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
112	4	21	HOSPITAL GENERAL DE MARTINEZ DE LA TORRE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC2000	CV-51114283	HGMTZTO/210000249	TOCOLOGIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
113	4	21	HOSPITAL GENERAL DE MARTINEZ DE LA TORRE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PLARRE	SVP10	SVP1018229103	HGMTZTO/210000344	QX RECUPERACIÓN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
114	4	21	HOSPITAL GENERAL DE MARTINEZ DE LA TORRE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PLARRE	SVP10	SVP1018229107	HGMTZTO/210000348	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
115	4	21	HOSPITAL GENERAL DE MARTINEZ DE LA TORRE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PLARRE	SVP10	SVP1018229109	HGMTZTO/210000350	QX RECUPERACIÓN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
116	4	21	HOSPITAL GENERAL DE MARTINEZ DE LA TORRE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PLARRE	SVP10	SVP1018229110	HGMTZTO/210000351	HOSPITALIZACIÓN (PEDIATRIA)	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
117	4	21	HOSPITAL GENERAL DE MARTINEZ DE LA TORRE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S1SNE0209	HGMTZTO/210000433	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
118	4	21	HOSPITAL GENERAL DE MARTINEZ DE LA TORRE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S1SNE0237	HGMTZTO/210000434	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
119	4	21	HOSPITAL GENERAL DE MARTINEZ DE LA TORRE	PLANTA DE EMERGENCIA 315 KW	JOHN DEERE	6125	RG6125H031660	HGMTNI-00075-SSV	SUBESTACION	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE IA INCLUYE: DESMONTAR, REPARAR E INSTALAR CORONA DE EXITACION. CAMBIO DE 6 DIODOS DE EXITATRIZ. CAMBIO DE BALERO DE ROTOR DEL GENERADOR. CAMBIO DE REGULADOR DE EXITACION Y CONTROL DE FRECUENCIA Y VOLTAJE. DESMONTAR Y MANTENIMIENTO A BOBINAS DE EXITACION. PRUEBAS A LA ARMADURA DE RESISTENCIA HOMICA. REPARACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA, PROGRAMANDO EL CONTROLADOR, REEMPLAZANDO SENSORES DE ACEITE Y TEMPERATURA. CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, ANTICONGELANTE, BANDAS, BATERIAS, TERMINALES PARA BATERIAS Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO AL GENERADOR. PINTAR EL AREA DEL GENERADOR. SE HACEN PRUEBAS MANUAL Y CON CARGA.
120	4	21	HOSPITAL GENERAL DE MARTINEZ DE LA TORRE	ELECTROBISTURI (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)	MEGADYNE	MEGA POWER	150445001	HGMTZTO/210000236	MANTENIMIENTO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESARMADO, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISION DE TARIETA DE TRIACS DE PODER, CALIBRACION DE TARIETA DE CORTE, CALIBRACION DE TARIETA DE CUT, ELIMINACION DE FALSOS CONTACTOS EN PEINES DE TARIETAS, ARMADO DEL EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y PALETAS DE CORTE.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
121	4	21	HOSPITAL GENERAL DE MARTINEZ DE LA TORRE	ELECTROBISTURI (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)	MARTIN	ME-200	ME200050002493	HGMTZTO/210000127	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESARMADO, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISION DE TARJETA DE TRIACS DE PODER, CALIBRACION DE TARJETA DE CORTE, CALIBRACION DE TARJETA DE CUT, ELIMINACION DE FALSOS CONTACTOS EN PEINES DE TARJETAS, ARMADO DEL EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y PALETAS DE CORTE.
122	4	23	HOSPITAL GENERAL DE MISANTLA	MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX-OHMEDA	ASPIRE 7100	AMXQ01386	HGMISAN/230000123	TOCO LABOR	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
123	4	23	HOSPITAL GENERAL DE MISANTLA	MAQUINA DE ANESTESIA	PLARRE	13000	1301611050009	HGMISAN/230000132	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
124	4	23	HOSPITAL GENERAL DE MISANTLA	MONITOR FETAL	BIONET	FETAL CARE	FN0300059	HGMISAN/230000118	TOCO LABOR	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO.
125	4	23	HOSPITAL GENERAL DE MISANTLA	5 CONSOLAS DE OXIGENO Y AIRE MEDICINAL	ARAMED	S/M	S/S	S/I	HOSPITALIZACIÓN	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACION DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE MODULO DE TOMAS PARTE FRONTAL, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORRING Y ENGRASADO DE TOMA CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR AREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACION DE LINEAS SECCIONADAS, REVISION EN CADA TOMA QUE TRABAJE CORRECTAMENTE. NOTA: (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNA CIELITICA, PANELES) EN EL AREA DE HOSPITALIZACIÓN
126	4	23	HOSPITAL GENERAL DE MISANTLA	5 TOMAS DE AIRE MEDICINAL	ARAMED	S/M	S/S	S/I	QUIROFANO, TOCOLABOR, URGENCIAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACION DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE MODULO DE TOMAS PARTE FRONTAL, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORRING Y ENGRASADO DE TOMA CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR AREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACION DE LINEAS SECCIONADAS, REVISION EN CADA TOMA QUE TRABAJE CORRECTAMENTE. NOTA: (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNA CIELITICA, PANELES) EN LAS AREAS DE QUIROFANO, TOCOLABOR, URGENCIAS

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
127	4	23	HOSPITAL GENERAL DE MISANTLA	5 TOMAS DE OXIGENO	ARAMED	S/M	S/S	S/I	QUIROFANO, TOCOLABOR, URGENCIAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACION DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUDE: CAMBIO DE MODULO DE TOMAS PARTE FRONTAL, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORRING Y ENGRASADO DE TOMA CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR AREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACION DE LINEAS SECCIONADAS, REVISION EN CADA TOMA QUE TRABAJE CORRECTAMENTE. NOTA: (EL MANTENIMIENTO INCLUDE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNA CIELTICA, PANELES) EN LAS AREAS DE QUIROFANO, TOCOLABOR, URGENCIAS
128	4	23	HOSPITAL GENERAL DE MISANTLA	UNIDAD DE ELECTROCIURUGIA	MEGADYNE	MEGAPOWER	150520001	HGMISAN/230000152	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUDE: DESARMADO, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISION DE TARJETA DE TRIACS DE PODER, CALIBRACION DE TARJETA DE CORTE, CALIBRACION DE TARJETA DE CUT, ELIMINACION DE FALSOS CONTACTOS EN PEINES DE TARJETAS, ARMADO DEL EQUIPO, INCLUDE: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y PALETAS DE CORTE.
129	4	70	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAPACOYAN	COMPRESOR DE GRADO MEDICO	QUINCY	QRD7DT1200050	20041115-0115	HOSPTLAP/00012	AREA DE COMPRESOR DE GRADO MEDICO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUDE: CAMBIO DE FILTROS, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, CAMBIO DE VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE SECADOR DE AIRE GRADO MÉDICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS DE AGUIA, CAMBIO DE TAPONES Y O-RING'S PARA PERNOS DE PISTÓN, LIMPIEZA DE PLATO CON VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE PRESION DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE COMPRESORES, MANTENIMIENTO DE TANQUE, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REVISIÓN DEL PLC, REVISIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENSORES Y CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE EN EL SECADOR, PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO.
130	4	70	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAPACOYAN	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	MEDICA D	BABY CARE	2021BBC194	700000132	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUDE: CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MODULO ELECTRONICO DE CONTROL, REPARACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS, SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LÁMPARA DE NOCHE, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE COLCHÓN, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
131	4	70	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAPACOYAN	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD.	HEALTHCARE	AVANCE CS2	APKT00231	HCTLAP/700000122	SALA QUIRURGICA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUDE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISION DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISION DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
132	4	70	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAPACOYAN	PLANTA DE EMERGENCIA	CUMMINS	NTA855GS	43202217	PLANT/EMERG-00001	SUBESTACION ELECTRICA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE IA INCLUDE: DESMONTAR, REPARAR E INSTALAR CORONA DE EXITACION. CAMBIO DE 6 DIODOS DE EXITATRIZ, CAMBIO DE BALERO DE ROTOR DEL GENERADOR. CAMBIO DE REGULADOR DE EXITACION Y CONTROL DE FRECUENCIA Y VOLTAJE. DESMONTAR Y MANTENIMIENTO A BOBINAS DE EXITACION. PRUEBAS A LA ARMADURA DE RESISTENCIA HOMICA. REPARACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA, PROGRAMANDO EL CONTROLADOR, REEMPLAZANDO SENSORES DE ACEITE Y TEMPERATURA. CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, ANTICONGELANTE, BANDAS, BATERIAS, TERMINALES PARA BATERIAS Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO AL GENERADOR. PINTAR EL AREA DEL GENERADOR. SE HACEN PRUEBAS MANUAL Y CON CARGA.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
133	4	70	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAPACOYAN	TABLERO DE TRANSFERENCIA	OTTOMOTORES	DALE 3100	S/S	PLANT/EMERG-00001 B	SUBESTACION ELECTRICA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION INTERRUPTORES , AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE CARGA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EL PRESUPUESTO INCLUYE , REFACCIONAMIENTO Y MANO DE OBRA.
134	4	70	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAPACOYAN	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	DILMAR	ECO-300	S/S	HOSP/TLAP-00013	PATIO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES EN TANQUE DE LODO, AERADOR, BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO, TABLERO DE POTENCIA Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS PARA LAS BOMBAS DE LODO, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLERO CON CONTROL ELECTRÓNICO DE EVENTOS. REVISIÓN DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN GENERAL A EQUIPOS. REVISIÓN DE VÁLVULAS EN MANIFOLD DE BOMBAS DE LODO. LIMPIEZA DE TANQUES, PINTURA A CASETA DE CONTROL Y TAPAS DE TANQUES. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO INTERNO, COLOCACIÓN DE HERRAJES A PUERTAS, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
135	4	18	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIERREZ ZAMORA	TRANSFORMADOR 225 KVA	TEGESA - LASSA	225 KVA	211841-9	16	AREA EXTERIOR	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELECTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TTR, (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN), VERIFICACIÓN DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARLAS, REVISIÓN DE AISLADORES. REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSIÓN, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
136	4	23	HOSPITAL GENERAL DE MISANTLA	TRANSFORMADOR EN ACEITE 300 KVA	SELMEC	300 KVA	334-S	S/N	SUBESTACION	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELECTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TTR, (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN), VERIFICACIÓN DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARLAS, REVISIÓN DE AISLADORES. REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSIÓN, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
137	5	13	HOSPITAL GENERAL DE ALTOTONGA	DESFRIBILADOR BIFASICO CON MARCAPASOS	NIHON KOHDEN	CARDIO LIFE	2177	HGALTG/13/0000165	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN CASO DE SER NECESARIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, CAMBIO DE BATERIA SI ES NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
138	5	13	HOSPITAL GENERAL DE ALTOTONGA	DESFRIBILADOR	PROGETTI	RESCUE LIFE	RL-12110843	HGALTG/13/0000119	RECUPERACIÓN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN CASO DE SER NECESARIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, CAMBIO DE BATERIA SI ES NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
139	5	13	HOSPITAL GENERAL DE ALTOTONGA	INCUBADORA NEONATAL DE TRASLADO	FANEM	IT158-TS	CF-7142	HGALTG/13/0000115	NEONATOS PATOLOGICOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACITE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
140	5	13	HOSPITAL GENERAL DE ALTOTONGA	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	TEHSA	VITALUX	0504	HGALTG/13/0000117	NEONATOS PATOLOGICOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
141	5	13	HOSPITAL GENERAL DE ALTOTONGA	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD CON MONITOR DE SIGNOS VITALES	GENERAL ELECTRIC	AVANCE CS2	APKT00244	HGALTG/13/0000071	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
142	5	14	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD COATEPEC	COMPRESOR MEDICO	QUINCY 200PCI 400GF	QRD7DT2400012	20040810-0144	HCC-I-0033	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, CAMBIO DE VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE SECADOR DE AIRE GRADO MÉDICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS DE AGUIA, CAMBIO DE TAPONES Y O-RINGS PARA PERNOS DE PISTÓN, LIMPIEZA DE PLATO CON VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE PRESION DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE COMPRESORES, MANTENIMIENTO DE TANQUE, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REVISIÓN DEL PLC, REVISIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENSORES Y CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE EN EL SECADOR, PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO.
143	5	14	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD COATEPEC	CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA CON BÁSCULA	TEHSA	TONALLI 1SD	05791422 / 15061310332	HCCOA/140000077	TOCO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MODULO ELECTRONICO DE CONTROL, REPARACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS, SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LÁMPARA DE NOCHE, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE COLCHÓN, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
144	5	14	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD COATEPEC	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, EQUIPO ELECTRICO CON RUEDAS QUE PERMITEN CONTROLAR MANUALMENTE Y POR CERVOCONTROL EL AMBIENTE TERMICO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO EN UN MEDIO ABIERTO.	GE	S/M	CRF-0002	HCCOA/140000096	TOCO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MODULO ELECTRONICO DE CONTROL, REPARACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS, SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LÁMPARA DE NOCHE, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE COLCHÓN, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
145	5	14	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD COATEPEC	INCUBADORA NEONATAL DE TRASLADO	FANEM	S/M	S/S	HCCOA/140000075	TOCO LABOR	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
146	5	14	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD COATEPEC	LÁMPARA DE FOTOTERAPIA DE PEDESTAL	TEHSA	VITALUX	0560	HCCOA/140000078	NEONATOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
147	5	14	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD COATEPEC	PLANTA DE EMERGENCIA	GENERAC OTTOMOTORES	R151155	U7097016	HCCOA/140000264	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE IA INCLUYE: DESMONTAR, REPARAR E INSTALAR CORONA DE EXITACION, CAMBIO DE 6 DIODOS DE EXITATRIZ, CAMBIO DE BALERO DE ROTOR DEL GENERADOR, CAMBIO DE REGULADOR DE EXITACION Y CONTROL DE FRECUENCIA Y VOLTAJE, DESMONTAR Y MANTENIMIENTO A BOBINAS DE EXITACION, PRUEBAS A LA ARMADURA DE RESISTENCIA HOMICA. REPARACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA, PROGRAMANDO EL CONTROLADOR, REEMPLAZANDO SENSORES DE ACEITE Y TEMPERATURA. CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, ANTICONGELANTE, BANDAS, BATERIAS, TERMINALES PARA BATERIAS Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO AL GENERADOR. PINTAR EL AREA DEL GENERADOR. SE HACEN PRUEBAS MANUAL Y CON CARGA.
148	5	14	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD COATEPEC	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC2000	CV-51114372	HCCOA/140000068	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
149	5	14	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD COATEPEC	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC2000	CV-51114261	HCCOA/140000080	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
150	5	14	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD COATEPEC	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC2000	CV-51114320	HCCOA/140000087	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
151	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	ESCO	LVG-4AG-F9	2017-116077	1203-931-003	LABORATORIO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, AJUSTE Y PRECISIÓN DE FLUJO DE AIRE, MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE LÁMPARA U.V. Y BLANCA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE EQUIPO EN GENERAL, REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN. CONTEO DE PARTÍCULAS. BASE A NIVEL DE FILTRO Y MEDICIÓN DE VELOCIDAD DE AIRE Y LÍNEA, MEDICIÓN DE PARÁMETROS CON INSTRUMENTOS, PRUEBAS DE PATRÓN DE FLUJO, MANTENIMIENTO DE PANELES DE CONTROL Y SISTEMA TOUCH Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
152	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	ESCO	LVG-4AG-F9	2017-116078	1203-931-001	PEDIATRIA: UCI	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, AJUSTE Y PRECISIÓN DE FLUJO DE AIRE, MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE LÁMPARA U.V. Y BLANCA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE EQUIPO EN GENERAL, REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN. CONTEO DE PARTÍCULAS. BASE A NIVEL DE FILTRO Y MEDICIÓN DE VELOCIDAD DE AIRE Y LÍNEA, MEDICIÓN DE PARÁMETROS CON INSTRUMENTOS, PRUEBAS DE PATRÓN DE FLUJO, MANTENIMIENTO DE PANELES DE CONTROL Y SISTEMA TOUCH Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Nº PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
153	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	LUMISTELL	LVC-120	13070LVC-120	1204-227-002	DOSIS UNITARIA MEDICINA INTERNA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, AJUSTE Y PRECISIÓN DE FLUJO DE AIRE, MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE LÁMPARA U.V. Y BLANCA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE EQUIPO EN GENERAL, REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN. CONTEO DE PARTÍCULAS. BASE A NIVEL DE FILTRO Y MEDICIÓN DE VELOCIDAD DE AIRE Y LÍNEA, MEDICIÓN DE PARÁMETROS CON INSTRUMENTOS, PRUEBAS DE PATRÓN DE FLUJO, MANTENIMIENTO DE PANELES DE CONTROL Y SISTEMA TOUCH Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
154	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	TELSTAR	BIO II A	513008	1204-227-001	UCI	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, AJUSTE Y PRECISIÓN DE FLUJO DE AIRE, MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE LÁMPARA U.V. Y BLANCA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE EQUIPO EN GENERAL, REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN. CONTEO DE PARTÍCULAS. BASE A NIVEL DE FILTRO Y MEDICIÓN DE VELOCIDAD DE AIRE Y LÍNEA, MEDICIÓN DE PARÁMETROS CON INSTRUMENTOS, PRUEBAS DE PATRÓN DE FLUJO, MANTENIMIENTO DE PANELES DE CONTROL Y SISTEMA TOUCH Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
155	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX-OHMEDA	AESPIRE 7900	ANCS01425	1203-753-001	ENDOSCOPIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
156	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	SISTEMA HIDRONEUMATICO	AURORA PICSA	H1AT2B	S/S	JMCM022	CUARTO DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE , MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION CONTRA GOLPE DE ARIETE 2", INCLUYE: MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGAS INCLUYENDO (CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACION DE BARNIZ AISLANTE, PRUEBAS DE MEGGGER), REVISION DE 40 AMPS, REVISION DE MANOMETRO PRINCIPAL DE 2" HUMEDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PIE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SIFON PARA CONTRA GOLPE, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
157	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	MONITOR DE SIGNOS VITALES ENDOSCOPIA	PLARRE	SVP10	SVP1018229412	380000632	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI. PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
158	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	MONITOR DE SIGNOS VITALES ENDOSCOPIA	PLARRE	SVP10	SVP1018229413	380000633	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI. PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
159	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	MONITOR DE SIGNOS VITALES ENDOSCOPIA	PLARRE	SVP10	SVP1018229414	380000635	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SP02, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
160	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	PLANTA DE EMERGENCIA	JOHN DEERE	6125H	RG9125H039876	JMPE001	CUARTO DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE IA INCLUYE: DESMONTAR, REPARAR E INSTALAR CORONA DE EXITACION. CAMBIO DE 6 DIODOS DE EXITATRIZ. CAMBIO DE BALERO DE ROTOR DEL GENERADOR. CAMBIO DE REGULADOR DE EXITACION Y CONTROL DE FRECUENCIA Y VOLTAGE. DESMONTAR Y MANTENIMIENTO A BOBINAS DE EXITACION. PRUEBAS A LA ARMADURA DE RESISTENCIA HOMICA. REPARACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA, PROGRAMANDO EL CONTROLADOR, REEMPLAZANDO SENSORES DE ACEITE Y TEMPERATURA. CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, ANTICONGELANTE, BANDAS, BATERIAS, TERMINALES PARA BATERIAS Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO AL GENERADOR. PINTAR EL AREA DEL GENERADOR. SE HACEN PRUEBAS MANUAL Y CON CARGA.
161	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	LUMINSTEEL	LV-120	10008LV-120	12299	LABORATORIO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, AJUSTE Y PRECISIÓN DE FLUJO DE AIRE, MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE LÁMPARA U.V. Y BLANCA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE EQUIPO EN GENERAL, REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN. CONTEO DE PARTÍCULAS. BASE A NIVEL DE FILTRO Y MEDICIÓN DE VELOCIDAD DE AIRE Y LÍNEA, MEDICIÓN DE PARÁMETROS CON INSTRUMENTOS, PRUEBAS DE PATRÓN DE FLUIJO, MANTENIMIENTO DE PANELES DE CONTROL Y SISTEMA TOUCH Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
162	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL	BIOBASE	AIRESTERIL	BB13V1709131D	13898	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, AJUSTE Y PRECISIÓN DE FLUJO DE AIRE, MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE LÁMPARA U.V. Y BLANCA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE EQUIPO EN GENERAL, REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN. CONTEO DE PARTÍCULAS. BASE A NIVEL DE FILTRO Y MEDICIÓN DE VELOCIDAD DE AIRE Y LÍNEA, MEDICIÓN DE PARÁMETROS CON INSTRUMENTOS, PRUEBAS DE PATRÓN DE FLUIJO, MANTENIMIENTO DE PANELES DE CONTROL Y SISTEMA TOUCH Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
163	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	DEFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5631E	819	13131BIS	GINECOLOGÍA, CENTRAL DE ENFERMERAS 4TO NIVEL	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, Trazos de ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN CASO DE SER NECESARIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, CAMBIO DE BATERIA SI ES NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
164	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	DEFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5631E	817	13130BIS	RECUPERACIÓN OBSTÉTRICA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, Trazos de ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN CASO DE SER NECESARIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, CAMBIO DE BATERIA SI ES NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
165	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5631E	810	13128BIS	QUIRÓFANO OBSTÉTRICO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN CASO DE SER NECESARIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, CAMBIO DE BATERIA SI ES NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
166	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5631E	807	13127BIS	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN CASO DE SER NECESARIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, CAMBIO DE BATERIA SI ES NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
167	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5631E	1327	13178BIS	UTIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN CASO DE SER NECESARIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, CAMBIO DE BATERIA SI ES NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
168	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5631E	00816	13129BIS	SALA NEONATAL	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN CASO DE SER NECESARIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, CAMBIO DE BATERIA SI ES NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
169	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	PLANTA DE EMERGENCIA, TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA	DEEP SEA ELECTRONICS	DSE 7320 MKII	VOPE002280	1660	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA C	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION INTERRUPTORES , AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE CARGA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EL PRESUPUESTO INCLUYE , REFACCIONAMIENTO Y MANO DE OBRA.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
170	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	PLANTA DE EMERGENCIA, GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA	WEG	500KVA	119651	1660A	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA C	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GENERADOR QUE INCLUYE LA SIGUIENTE REVISIÓN Y CORRECCIÓN MECÁNICA REVISAR Y VERIFICAR LOS PERNOS DE ANCLAJE, REVISAR LOS TORNILLOS DEL ACOPLAMIENTO FLEXIBLE, REVISAR LAS GUARDAS DEL VENTILADOR POR CONDICIONES Y SEGURIDAD. REVISAR LA PANTALLA DE LA TOMA DE AIRE POR LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS, CONDICIONES Y SEGURIDAD, REVISAR Y LUBRICAR LOS RODAMIENTOS SI LO REQUIEREN, REVISAR LAS CONEXIONES MECÁNICAS POR APRIETE, CONDICIONES Y SEGURIDAD, COMO LO, REQUIERAN. ELÉCTRICAMENTE INCLUYE REVISIÓN Y AJUSTE: REVISAR EL VOLTAJE RESIDUAL, EN VACÍO Y CON CARGA, REVISAR EL ENSAMBLE DEL EXCITADOR, ESTATOR Y CAMPOS POR LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS E INTEGRIDAD FÍSICA. REVISAR LAS TERMINALES DE CABLES Y ALAMBRES EN EL GENERADOR POR CONDICIÓN Y SEGURIDAD, REVISAR EL RECTIFICADOR ROTATIVO Y EL SUPRESOR DE ONDA POR CONDICIÓN, CONEXIONES Y APRIETE DEL MONTAJE, REVISAR EL EXTREMO DEL ALOJAMIENTO DE LA CAMPANA POR LIMPIEZA DE LÍNEAS E INTERFERENCIA DE DISPOSITIVOS CON ENSAMBLE ROTATIVOS, PROBAR LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DEL GENERADOR.
171	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	PLANTA DE EMERGENCIA, MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA	JOHN DEERE	6125HF070(JD400)	RG6125H048341	1660B	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA C	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE REVISAR EL NIVEL DE ACEITE, AGREGAR CUANDO SEA REQUERIDO, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN POR FUGAS, REVISAR LA ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE, INSPECCIONAR LOS MÚLTIPLES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUGAS, CONDICIÓN Y SEGURIDAD, REVISAR Y REPARAR LA OPERACIÓN DE LAS BOMBAS DE TRANSFERENCIA, CAMBIO DE FILTROS POR FUGAS, CONDICIÓN Y SEGURIDAD. INSPECCIONAR LAS TOMAS DE AIRE Y LA DUCTERÍA POR CONDICIONES DE FUGA QUE SE PUEDAN REGISTRAR Y CORRECTA OPERACIÓN. CAMBIAR LOS FILTROS DE AIRE, APRETAR LAS ABRAZADORAS Y LOS SOPORTES COMO LO REQUIERAN. INSPECCIÓN DE SALIDA DE TURBOCARGADOR, BOQUILLA Y TUBOS, REVISAR EL NIVEL DE REFRIGERANTE, RELLENAR COMO SE REQUIERA, REVISAR Y REGISTRAR LA PROTECCIÓN CONTRA CONGELAMIENTO, REALIZAR LA PRUEBA DE PRESIÓN Y REVISAR POSIBLES FUGAS. INSPECCIONAR Y REPARAR LAS ASPAS DEL VENTILADOR, GUARDAS Y SOPORTE, APRETAR LOS SUJETADORES COMO SE REQUIERAN, REVISAR EL PANEL DEL RADIADOR POR ARREGLO Y LIMPIEZA, REVISAR LA BANDA DE LA POLEA DEL VENTILADOR POR CONDICIONES Y TENSIÓN ADECUADA Y AJUSTAR O REEMPLAZAR SE ES NECESARIO. REVISAR Y LUBRICAR LOS RODAMIENTOS DE LA POLEA DEL VENTILADOR Y LA POLEA LOCA, REVISAR TODAS LAS VÁLVULAS, REALIZAR SU MANTENIMIENTO. REVISAR LOS TUBOS DE ESCAPE Y SUS CONEXIONES DONDE SEAN ACCESIBLES, APRETAR SUJETADORES Y TORNILLOS DE BRINDAS COMO SEA NECESARIO. REVISAR LOS SOPORTES DEL MOFLE, OPERAR SUS DRENAJES REVISAR EL TURBOCARGADOR, ABRAZADORAS Y SOPORTES, APRETAR SUJETADORES COMO SEA NECESARIO.
172	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	PLANTA DE EMERGENCIA, TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA	THOMPSON TECHNOLOGY	GCS MEC20	W-024179-04	6449	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA A	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INTERRUPTORES , AJUSTE DE TORNILLERÍA, MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE CARGA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EL PRESUPUESTO INCLUYE , REFACCIONAMIENTO Y MANO DE OBRA.
173	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	PLANTA DE EMERGENCIA, GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA	STANFORD	HC544D	D940540529	6449A	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA A	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GENERADOR QUE INCLUYE LA SIGUIENTE REVISIÓN Y CORRECCIÓN MECÁNICA REVISAR Y VERIFICAR LOS PERNOS DE ANCLAJE, REVISAR LOS TORNILLOS DEL ACOPLAMIENTO FLEXIBLE, REVISAR LAS GUARDAS DEL VENTILADOR POR CONDICIONES Y SEGURIDAD. REVISAR LA PANTALLA DE LA TOMA DE AIRE POR LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS, CONDICIONES Y SEGURIDAD, REVISAR Y LUBRICAR LOS RODAMIENTOS SI LO REQUIEREN, REVISAR LAS CONEXIONES MECÁNICAS POR APRIETE, CONDICIONES Y SEGURIDAD, COMO LO, REQUIERAN. ELÉCTRICAMENTE INCLUYE REVISIÓN Y AJUSTE: REVISAR EL VOLTAJE RESIDUAL, EN VACÍO Y CON CARGA, REVISAR EL ENSAMBLE DEL EXCITADOR, ESTATOR Y CAMPOS POR LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS E INTEGRIDAD FÍSICA. REVISAR LAS TERMINALES DE CABLES Y ALAMBRES EN EL GENERADOR POR CONDICIÓN Y SEGURIDAD, REVISAR EL RECTIFICADOR ROTATIVO Y EL SUPRESOR DE ONDA POR CONDICIÓN, CONEXIONES Y APRIETE DEL MONTAJE, REVISAR EL EXTREMO DEL ALOJAMIENTO DE LA CAMPANA POR LIMPIEZA DE LÍNEAS E INTERFERENCIA DE DISPOSITIVOS CON ENSAMBLE ROTATIVOS, PROBAR LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DEL GENERADOR.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
174	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	PLANTA DE EMERGENCIA, MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA	CUMMIS	KTTA19G2/750HP	37153481	6449B	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA A	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE REVISAR EL NIVEL DE ACEITE, AGREGAR CUANDO SEA REQUERIDO, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN POR FUGAS, REVISAR LA ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE, INSPECCIONAR LOS MÚLTIPLES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUGAS, CONDICIÓN Y SEGURIDAD, REVISAR Y REPARAR LA OPERACIÓN DE LAS BOMBAS DE TRANSFERENCIA, CAMBIO DE FILTROS POR FUGAS, CONDICIÓN Y SEGURIDAD. INSPECCIONAR LAS TOMAS DE AIRE Y LA DUCTERÍA POR CONDICIONES DE FUGA QUE SE PUEDAN REGISTRAR Y CORRECTA OPERACIÓN. CAMBIAR LOS FILTROS DE AIRE, APRETAR LAS ABRAZADORAS Y LOS SOPORTES COMO LO REQUIERAN. INSPECCIÓN DE SALIDA DE TURBOCARGADOR, BOQUILLA Y TUBOS, REVISAR EL NIVEL DE REFRIGERANTE, RELLENAR COMO SE REQUIERA, REVISAR Y REGISTRAR LA PROTECCIÓN CONTRA CONGELAMIENTO, REALIZAR LA PRUEBA DE PRESIÓN Y REVISAR POSIBLES FUGAS. INSPECCIONAR Y REPARAR LAS ASPAS DEL VENTILADOR, GUARDAS Y SOPORTE, APRETAR LOS SUJETADORES COMO SE REQUIERAN, REVISAR EL PANEL DEL RADIADOR POR ARREGLO Y LIMPIEZA, REVISAR LA BANDA DE LA POLEA DEL VENTILADOR POR CONDICIONES Y TENSIÓN ADECUADA Y AJUSTAR O REEMPLAZAR SE ES NECESARIO. REVISAR Y LUBRICAR LOS RODAMIENTOS DE LA POLEA DEL VENTILADOR Y LA POLEA LOCA, REVISAR TODAS LAS VÁLVULAS, REALIZAR SU MANTENIMIENTO. REVISAR LOS TUBOS DE ESCAPE Y SUS CONEXIONES DONDE SEAN ACCESIBLES, APRETAR SUJETADORES Y TORNILLOS DE BRINDAS COMO SEA NECESARIO. REVISAR LOS SOPORTES DEL MOFLE, OPERAR SUS DRENAJES REVISAR EL TURBOCARGADOR, ABRAZADERAS Y SOPORTES, APRETAR SUJETADORES COMO SEA NECESARIO.
175	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	UPS	EATON	9355	ML367JBA13	N/D	UCIN	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN DE TABLERO DE CONTROL, CAMBIO DE BATERÍAS EXISTENTES, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CARGA, ADÉMÁS DE SISTEMA DE CONTROL, FUERZA Y AJUSTE A PARÁMETROS DE FÁBRICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
176	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	UPS	INDUSTRONIC	0	3061304	S/N	FARMACIA TORRE ANEXA A"	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN DE TABLERO DE CONTROL, CAMBIO DE BATERÍAS EXISTENTES, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CARGA, ADÉMÁS DE SISTEMA DE CONTROL, FUERZA Y AJUSTE A PARÁMETROS DE FÁBRICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
177	5	73	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD TEOCELO	CUNA DE CALOR RADIANTE	THESA	TONALLI	5781001	HCTEO/73/0000073	TOCO LABOR	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MÓDULO ELECTRONICO DE CONTROL, REPARACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS, SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LÁMPARA DE NOCHE, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE COLCHÓN, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
178	5	73	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD TEOCELO	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	PHILIPS	PAGE WRITER TC20	CN22325247	HCTEO/73/0000253	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, EN CASO DE REQUERIRSE, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MÓDULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACIÓN O CAMBIO DE TARIETA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTTO GRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
179	5	73	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD TEOCELO	INCUBADORA NEONATAL DE TRASLADO	FANEM	IT-158-TS	CF-7118	HCTEO/73/0000078	TOCO LABOR	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARIJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
180	5	73	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD TEOCELO	INCUBADORA DE TRASLADO	ADVANCE-BIOMED	A3158	TAS003565	HCTEO/73/0000159	TOCO LABOR	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
181	5	73	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD TEOCELO	LAMPARA DE FOTOTERAPIA DE PEDESTAL	THESA	VITALUX	555	HCTEO/73/0000057	NEONATOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
182	5	73	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD TEOCELO	LAMPARA DE FOTOTERAPIA DE PEDESTAL	THESA	VITALUX	F230103-2	HCTEO/73/0000152	NEONATOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
183	5	73	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD TEOCELO	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	DEWIMED	DEWILUX 130/130	ID44470010201232	HCTEO/73/0000158	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
184	5	73	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD TEOCELO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC2000	BY-51152138	HCTEO/73/0000055	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
185	5	73	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD TEOCELO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC2001	CV-51114194	HCTEO/73/0000056	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
186	5	73	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD TEOCELO	UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL	PHILIPS	S/M	15000533	HCTEO/73/0000072	IMAGENOLOGIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TARJETA NOMINAL DE KV, REPARACIÓN O CAMBIO DE TUBO DE RADIACIÓN, REPARACIÓN AL SISTEMA DE POTENCIA, REPARACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL, MANTENIMIENTO DE BANCOS DE BATERÍAS RECARGABLES, CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO, REPARACIÓN O CAMBIO DE TARJETA DE CONTROL PRINCIPAL, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DAÑADAS, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
187	5	73	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD TEOCELO	CARDIOTOCOGRAFO	PHILIPS	AVALON FM20	DE65864966	HCTEO/73/0000151	TOCO LABOR	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE TARIETA DE CONTROL, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO,.
188	5	73	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD TEOCELO	UNIDAD ELECTROCIURUGIA GRAL	MEGADYNE	MEGA POWE TM	150328001	HCTEO/73/0000038	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESARMADO, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISION DE TARIETA DE TRIACS DE PODER, CALIBRACION DE TARIETA DE CORTE, CALIBRACION DE TARIETA DE CUT, ELIMINACION DE FALSOS CONTACTOS EN PEINES DE TARIETAS, ARMADO DEL EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y PALETAS DE CORTE.
189	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	CALDERA	POWERMASTER	A1-FL2	04080P-WBWL-02	JMCM020	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESCONECTAR Y RETIRAR ACCESORIOS DE TAPAS PRINCIPALES DEL EQUIPO. APERTURA DE LAS TAPAS FRONTALES Y POSTERIORES O AQUELLAS QUE LLEVE EL EQUIPO. DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO A YUGOS Y TORTUGAS DE LOS REGISTROS DE MANO Y HOMBRE PARA LIMPIAR Y PULIR SUS ASIENTOS PARA REEMPLAZAR EMPAQUES. DESHOLLINADO DEL EQUIPO POR EL LADO DEL FUEGO CON ESCOBILLON METALICO PARA RECUPERAR LA EFICIENCIA DE LA TRANSFERENCIA TERMICA DE SU FLUXERIA. APLICACION DE PINTURA DE ALTA TEMPERATURA ALUMINIO A ESPEJO FRONTIAL Y ESPEJOS POSTERIORES. LAVAR INTERNAMENTE EL EQUIPO POR EL LADO DEL AGUA, LAVAR INTERMANTE LAS COLUMNAS DE CONTROL DE NIVEL DEL AGUA PARA REMOVER LODOS Y CAMBIOS DE EMPAQUES DE CAJA FLOTADOR. REVISION DE EQUIPO POR EL LADO DEL AGUA PARA VERIFICAR QUE ESTE LIBRE DE INCRUSTACION. INSPECCIONAR VISUALMENTE LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL EQUIPO PARA CORROBORAR QUE NO EXISTAN MANIFESTACIONES DE PROBLEMA DE FATIGA. LIMPIEZA DE FLANCOS DE EMPALME DE PESTAÑAS Y ASIENTO DE LAS TAPAS. RETIRAR EXCESO DE POLVO Y MUGRE EN FOTOCELDA, MOTOR MODULANTE, TABLERO DE CONTROL, TABLERO DE FUERZA, INSTRUMENTACION Y AL ENVOLVENTE DE LA CALDERA. INSPECCION TOTAL DEL QUEMADOR, REVISAR LIMPIAR Y AJUSTAR TODOS SUS COMPONENTES. DESMONTAJE, LIMPIEZA, REVISIÓN, REINSTALACION Y AJUSTE DE ELECTRODO DE EMISION. REVISAR LA HERMETICIDAD DE LOS REGISTROS DE MANO Y HOMBRE. INSTALAR EMPAQUES NUEVOS Y SELLAR CON AISLANTE Y CERRAR TAPAS DE CALDERA. REVISAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE COMPONENTES DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE. REVISIÓN DE CONTROLES ELÉCTRICOS PARA CONSTATAR QUE OPERAN CORRECTAMENTE. CARBURACIÓN CON EQUIPO ANALIZADOR DE GASES.
190	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	CALDERA	POWERMASTER	A1-FL2	04080P-WBWL-02	JMCM021	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESCONECTAR Y RETIRAR ACCESORIOS DE TAPAS PRINCIPALES DEL EQUIPO. APERTURA DE LAS TAPAS FRONTALES Y POSTERIORES O AQUELLAS QUE LLEVE EL EQUIPO. DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO A YUGOS Y TORTUGAS DE LOS REGISTROS DE MANO Y HOMBRE PARA LIMPIAR Y PULIR SUS ASIENTOS PARA REEMPLAZAR EMPAQUES. DESHOLLINADO DEL EQUIPO POR EL LADO DEL FUEGO CON ESCOBILLON METALICO PARA RECUPERAR LA EFICIENCIA DE LA TRANSFERENCIA TERMICA DE SU FLUXERIA. APLICACION DE PINTURA DE ALTA TEMPERATURA ALUMINIO A ESPEJO FRONTIAL Y ESPEJOS POSTERIORES. LAVAR INTERNAMENTE EL EQUIPO POR EL LADO DEL AGUA, LAVAR INTERMANTE LAS COLUMNAS DE CONTROL DE NIVEL DEL AGUA PARA REMOVER LODOS Y CAMBIOS DE EMPAQUES DE CAJA FLOTADOR. REVISION DE EQUIPO POR EL LADO DEL AGUA PARA VERIFICAR QUE ESTE LIBRE DE INCRUSTACION. INSPECCIONAR VISUALMENTE LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL EQUIPO PARA CORROBORAR QUE NO EXISTAN MANIFESTACIONES DE PROBLEMA DE FATIGA. LIMPIEZA DE FLANCOS DE EMPALME DE PESTAÑAS Y ASIENTO DE LAS TAPAS. RETIRAR EXCESO DE POLVO Y MUGRE EN FOTOCELDA, MOTOR MODULANTE, TABLERO DE CONTROL, TABLERO DE FUERZA, INSTRUMENTACION Y AL ENVOLVENTE DE LA CALDERA. INSPECCION TOTAL DEL QUEMADOR, REVISAR LIMPIAR Y AJUSTAR TODOS SUS COMPONENTES. DESMONTAJE, LIMPIEZA, REVISIÓN, REINSTALACION Y AJUSTE DE ELECTRODO DE EMISION. REVISAR LA HERMETICIDAD DE LOS REGISTROS DE MANO Y HOMBRE. INSTALAR EMPAQUES NUEVOS Y SELLAR CON AISLANTE Y CERRAR TAPAS DE CALDERA. REVISAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE COMPONENTES DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE. REVISIÓN DE CONTROLES ELÉCTRICOS PARA CONSTATAR QUE OPERAN CORRECTAMENTE. CARBURACIÓN CON EQUIPO ANALIZADOR DE GASES.