

**LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO  
MÉTODO Y LIMITACIONES**

**MÉTODO DE ENSAYO**

EBS-M-003 Aislamiento e identificación de *Mycobacterium tuberculosis*.

**LIMITACIONES**

No se recomienda procesar muestras de sangre entera ni suero para este método, no se realiza pruebas de fármaco sensibilidad de cultivo diagnóstico (CXM)

**Informe de resultados  
Cultivo Lowenstein-Jensen  
Interpretación.**

<b>Resultado del examen microscópico</b>	<b>Informe</b>
Todos los tubos inoculados con las muestras contaminadas.	<b>Contaminado</b>
Sin desarrollo luego de la inspección de la octava semana de inoculación.	<b>Negativo</b>
Entre 1 y 19 colonias en el total de medios sembrados.	<b>Número de colonias exacto</b>
De 20 a 100 colonias.	+
Más de 100 colonias (colonias separadas).	++
Colonias incontables (colonias confluentes).	+++
S) SENSIBLE (R) RESISTENTE (N/A) NO SE REALIZÓ CMI= CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA	