

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO
MÉTODO Y LIMITACIONES

MÉTODO DE ENSAYO

EVI-M-013 Western Blot para Anti Treponema pallidum (IgM e IgG).

INTERFERENCIAS Y REACCIONES CRUZADAS

INTERFERENCIA Y REACCIONES CRUZADAS.

- Los sueros hemolíticos, lipémicos e ictéricos no demostraron ninguna influencia en el resultado del análisis.
- La calidad del antígeno utilizado y la fuente antigénica garantizan una alta especificidad de Western blot. La determinación de la reacción cruzada en Western blot no es necesaria, ya que con este sistema de ensayo se pueden diferenciar directamente entre los antígenos inespecíficos o de reacción cruzada y los antígenos específicos.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA

- Las muestras almacenadas en condiciones inadecuadas pueden afectar la calidad de los resultados.