



LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO
MÉTODO Y LIMITACIONES

MÉTODO DE ENSAYO

EBS-M-003 Aislamiento e identificación de *Mycobacterium tuberculosis*.

LIMITACIONES

No se recomienda procesar muestras de sangre entera ni suero para este método, no se realiza pruebas de fármaco sensibilidad de cultivo diagnóstico (CXM)

**Informe de resultados
Cultivo Lowenstein-Jensen
Interpretación.**

Resultado del examen microscópico	Informe
Todos los tubos inoculados con las muestras contaminadas.	Contaminado
Sin desarrollo luego de la inspección de la octava semana de inoculación.	Negativo
Entre 1 y 19 colonias en el total de medios sembrados.	Número de colonias exacto
De 20 a 100 colonias.	+
Más de 100 colonias (colonias separadas).	++
Colonias incontables (colonias confluentes).	+++
S) SENSIBLE (R) RESISTENTE (N/A) NO SE REALIZÓ CMI= CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA	