



**LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO  
MÉTODO Y LIMITACIONES**

**MÉTODO DE ENSAYO**

**EVI-M-013 Western Blot para Anti Treponema pallidum (IgM e IgG).**

**INTERFERENCIAS Y REACCIONES CRUZADAS**

**INTERFERENCIA Y REACCIONES CRUZADAS.**

- Los sueros hemolíticos, lipémicos e ictericos no demostraron ninguna influencia en el resultado del análisis.
- La calidad del antígeno utilizado y la fuente antigénica garantizan una alta especificidad de Western blot. La determinación de la reacción cruzada en Western blot no es necesaria, ya que con este sistema de ensayo se pueden diferenciar directamente entre los antígenos inespecíficos o de reacción cruzada y los antígenos específicos.

**LIMITACIONES DE LA PRUEBA**

- Las muestras almacenadas en condiciones inadecuadas pueden afectar la calidad de los resultados.