

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO  
MÉTODO Y LIMITACIONES

**MÉTODOS DE ENSAYO**

EVR-M-007 Sarampión IgM ELISA

EVR-M-009 Sarampión IgG ELISA

**LIMITACIONES**

No se deben de utilizar sueros que no estén completamente coagulados, lipemicas ni muestras contaminadas microbiológicamente. En caso de que la muestra contenga partículas (p. ej. Coágulos de fibrina, eritrocitos), ésta deberá ser retirada antes de empezar el ensayo. El uso de sangre compete u otra matriz no ha sido evaluada.

Los resultados de esta prueba deberán interpretarse siempre de acuerdo con la historia clínica del paciente, la sintomatología clínica y otras observaciones

En caso de obtener u resultado Negativo o indeterminado y se sospecha de infección reciente por el virus el cliente podrá solicitar de nuevo el análisis enviando nueva muestra 7 días después de la primera toma.